

# STAR

Ortesis de Corrección Craneal

## Información General

## Tratamiento de

## Medidas

## Diseñado por

## Fabricante

## Materiales

## Estilo



**STARband™  
Side-Opening Band**

Diseño de prescripción mas extendida

Plagiocefalia  
Braquicefalia

Fabricación a medida a partir de escaneado

Orthomerica

Fabricado en Exclusiva por Orthomerica

Caracasa plástica con interior de foam

Apertura lateral y superior



**STARband™  
Bi-valve**

Frecuentemente empleado en Post-Operatorios

Plagiocefalia  
Braquicefalia  
Escafocefalia

Fabricación a medida a partir de escaneado

Orthomerica

Fabricado en Exclusiva por Orthomerica

Caracasa plástica con interior de foam

Diseño en dos partes ensamblables



**STARlight™  
Side-Opening Band**

La transparencia de los materiales facilita la inspección

Plagiocefalia  
Braquicefalia  
Escafocefalia

Fabricación a medida a partir de escaneado

Orthomerica

Fabricado en Exclusiva por Orthomerica

Caracasa plástica transparente con almohadillas de foam

Apertura lateral y superior



**STARlight™  
Bi-valve**

La transparencia de los materiales facilita la inspección

Plagiocefalia  
Braquicefalia  
Escafocefalia

Fabricación a medida a partir de escaneado

Orthomerica

Fabricado en Exclusiva por Orthomerica

Caracasa plástica transparente con almohadillas de foam

Diseño en dos partes ensamblables



**STARlight™  
Cap**

La transparencia de los materiales facilita la inspección

Plagiocefalia  
Braquicefalia  
Escafocefalia

Fabricación a medida a partir de escaneado

Orthomerica

Fabricado en Exclusiva por Orthomerica

Caracasa plástica transparente con almohadillas de foam

Sin aberturas



**Clarren  
Helmet**

Primer modelo empleado en el tratamietno de malformaciones de cráneo

Plagiocefalia  
Braquicefalia  
Escafocefalia

Fabricación a medida a partir de escaneado

Dr. Sterling Clarren

Fabricado en Exclusiva por Orthomerica

Carcasa plástica con interior de foam

Sin aberturas con sujeción en la barbilla



La selección del modelo de Ortesis Craneal y el protocolo de tratamiento están sujetos a evaluación clínica y prescripción médica



Antes del Tratamiento Después del Tratamiento

[www.plagiocefalia.es](http://www.plagiocefalia.es)

**Para más información:**

ene@plagiocefalia.es

902 132213